

溶解移注針仕様変更のご案内

血漿分画製剤

クロスエイトMC 静注用 250 単位

クロスエイトMC 静注用 500 単位

クロスエイトMC 静注用1000単位

生物学的製剤基準「乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子」

2014年7月

一般社団法人
〔製造販売元〕 日本血液製剤機構
〔販 売〕 日本赤十字社

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。


さて、「クロスエイトMC用輸注セット」に同包されている製剤溶解用の移注針（イーザーアクセス）につきまして、次のとおり仕様を変更いたしますことをご案内申し上げます。

今後とも国内献血による日本血液製剤機構の血漿分画製剤に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


謹白

1. 変更内容

- (1) 溶解移注針に貼付しているシールの形状並びにミシン目を変更しました。これにより、製剤溶解後の溶解移注針の切り離しがこれまでより容易におこなえます。



<変更前>




<変更後>

溶解移注針の切り離し（輸注セット使用方法説明書抜粋）

7 溶解移注針を切り離します。

製剤ビンを下にしたまま、溶解移注針の上下を持って注射用水ビン側を反時計回りにねじり、溶解移注針の中央部分から離すと差込口が現れます。

- 注射用水ビン側の溶解移注針を時計回りにねじった場合、溶解移注針の破損につながる場合があります。
- 清潔を保つために、シリンジの差込口に触れないように注意してください。



※製剤の溶解方法は輸注セットに添付の使用方法説明書をご参照ください。

2. 変更品の出荷予定時期

変更品	変更品を同包した 輸注セットの管理番号	出荷予定時期※
イーjeeアクセス	TC08	2014年8月以降

※日本血液製剤機構では血漿分画製剤を安定的にお届けするため十分な在庫を確保するようにしております。そのため、変更品を同包した輸注セットの出荷時期は、流通在庫の状況により多少前後することがあります。

3. お問い合わせ

最寄りの赤十字血液センター医薬情報担当者又は下記へお願いいたします。

一般社団法人 日本血液製剤機構 くすり相談室
専用ダイヤル 0120-853-560（弊機構営業日の9:00～17:30）

